

# إدارة التغذية المعوية

## مضخة Omni

لا يُقصد من هذه المعلومات أن تكون بديلاً عن المشورة المهنية. على هذا النحو، يرجى اتباع توصيات طبيبك، أو أخصائي التغذية، أو ممرضتك، أو الصيدلي.

### البدء

جّهز منطقة عمل نظيفة. نظّف يديك جيّدًا باستخدام الصابون والماء الدافئ لمدة لا تقل عن 20 ثانية. في حالة عدم توفر الماء والصابون، استخدم معقم اليدين المعتمد على الكحول. جفف يديك بمنشفة نظيفة.



### 1. إعداد التغذية المنزلية عبر الأنبوب

أ. اجمع التركيبة ومستلزماتك، وضعها على منطقة العمل النظيفة. (الشكل 1)

ب. تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية على كرتونة التركيبة وتأكد من تطابق اسم التركيبة مع طلبك. امسحها بقطعة قماش نظيفة ورجها جيّدًا قبل الفتح.

يجب تغطية الكراتين المفتوحة من التركيبة مباشرة وتبريدها في الثلاجة. يجب ألا يعلق المنتج في حقيبة التغذية لأكثر من 12 ساعة (إذا تم استخدام مسحوق معاد تكوينه، فلا يجب تعليقه في الكيس لأكثر من 4 ساعات). استخدم أو تجاهل أي تركيبة مفتوحة في غضون 24 ساعة أو حسب توصيات الشركة المصنعة.

ج. ضع منشفة على حجرك لأن التركيبة قد تتسرب أثناء الإعطاء.

د. اجلس في وضع مستقيم أو ارفع رأس سريرك 30-45 درجة على الأقل. لا تستلق أثناء أخذ التغذية الوريدية ولمدة ساعة على الأقل بعد أخذها.



option care health®

يكون فريق Option Care Health الخاص بك متاحًا عند الاتصال به على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 365 يومًا في السنة لمساعدتك.

## 2. إعطاء التغذية عبر الأنبوب

- أ. امسك حقيبة التغذية واجعلها في وضع مستقيم، وافتح الغطاء واملاها بالكمية المطلوبة من التركيبة، ثم أغلق الغطاء بإحكام بعد ذلك. (الشكل 2)
- ب. شغل المضخة بالضغط على مفتاح التشغيل في الزاوية اليمنى السفلية. (الشكل 3)
- ج. اضغط على زر اختيار القائمة المقابل > "حفظ الإعدادات" أو > "حذف الإعدادات" لتنفيذ الإجراء المطلوب.

### حدد "حفظ الإعدادات" للتشغيل اليومي.

- د. قم بتحميل شريط التغذية على المضخة عن طريق اتباع الإرشادات المتحركة على الشاشة. ستسمع صوت "نفرة" عندما يتم تركيب الشريط بشكل صحيح. (الشكل 4) ستؤكد شاشة The Set Loaded أن شريط التغذية تم تحميله بشكل صحيح. قم بإزالة الغطاء البلاستيكي الشفاف من نهاية الأنبوب. (الشكل 5)
- هـ. عندما تكون مستعدًا للتخصير، اضغط على > "تشغيل" ومن ثم > "التشغيل اليدوي" لبدء التخصير. (الشكل 6)

و. اضغط مطولاً على > "تشغيل التغذية" لتشغيل التركيبة يدويًا حتى نهاية الأنبوب ثم اضغط على > "تم".

ز. اضغط على > "ضبط المعدل" ثم استخدم الأزرار + و - لزيادة أو تقليل المعدل. حدد > "نعم" عندما يتم تعيين المعدل. (الشكل 4)

ح. إذا كان أنبوبك يحتوي على مشبك، فتأكد من أنه في الوضع المغلق قبل فتح غطاء نهاية أنبوب التغذية. إذا لم يكن أنبوبك يحتوي على مشبك، فاضغط على الأنبوب قبل فتح نهايته.

ط. افتح غطاء أنبوب التغذية والأنابيب غير الملصقة وأنبوب التغذية ببطء بالماء. (الشكل 7)

ي. وصل نهاية حقيبة التغذية المجهزة بأنبوب التغذية الخاص بك. اضغط على > "بدء" لبدء التغذية الوريدية.

ك. بمجرد اكتمال التغذية، افصل كيس التغذية واستخدم الحقنة لغسل أنبوب التغذية ببطء بالماء.

ل. أغلق نهاية أنبوب التغذية وأنبوب المشبك.

م. اضغط على زر الطاقة لإيقاف تشغيل المضخة.

ن. اشطف كيس التغذية جيدًا بالماء الدافئ بين الوجبات الغذائية.

استخدم كيس التغذية كل 24 ساعة.



يكون فريق Option Care Health الخاص بك متاحًا عند الاتصال به على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 365 يومًا في السنة لمساعدتك.

## جدول التغذية

	اسم (أسماء) التركيبة:
	مبلغ/يوم الهدف
	معدل الهدف:
	الفاصل الزمني/التردد:
	ملاحظات إضافية:

## إدارة تدفق المياه

تتم إدارة تدفق المياه لتوفير الترطيب ومنع انسداد الأنبوب.

- استخدم حقنة سعة 60 مل لضخ الماء الفاتر ببطء عبر أنبوب التغذية
- قم بضخ حوالي \_\_\_\_\_ مل من الماء قبل أخذ التغذية و \_\_\_\_\_ مل من الماء بعد أخذها
- قم بضخ حوالي \_\_\_\_\_ مل إضافي من الماء كل يوم

لا تحتاج عملية ضخ الماء عبر الأنبوب إلى استخدام الكثير من القوة.

## نصائح للنجاح

- لا تأخذ التغذية عبر الأنبوب إذا كانت معدتك متوترة أو في حالة قيء.
- إذا كنت تشعر بشعور غير مريح بالامتلاء، فبطئ معدل التغذية أو انتظر لمدة ساعة قبل أخذ المزيد من التغذية.
- لا تضع أي شيء آخر غير التركيبة أو الماء في الأنبوب ما لم يُطلب منك ذلك على وجه التحديد من قبل موفر الرعاية الصحية الخاص بك.

يكون فريق Option Care Health الخاص بك متاحًا عند الاتصال به على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 365 يومًا في السنة لمساعدتك.



option care health®

قم بمسح رمز QR ضوئيًا لعرض إرشادات الفيديو والوصول إلى موارد تعليمية إضافية، أو تفضل بزيارة [optioncarehealth.com/education](http://optioncarehealth.com/education)

