

Введение энтерального питания Omni Pump

Данная информация не предназначена для использования вместо профессиональных рекомендаций. Поэтому выполняйте рекомендации своего врача, диетолога, медсестры или фармацевта.

С чего начать

Подготовьте чистое рабочее место. Тщательно вымойте руки теплой водой с мылом в течение 20 секунд. Если у вас нет мыла и воды, используйте антисептик для рук на спиртовой основе. Вытрите руки насухо чистым полотенцем.

1. Подготовка к зондовому питанию в домашних условиях

- A. Подготовьте смесь и принадлежности, разместив их на чистом рабочем месте
(рис. 1).
- B. Проверьте срок годности на картонной коробке со смесью и убедитесь, что название смеси совпадает с тем, что назначил ваш врач. Перед открытием протрите коробку сверху чистой тканевой салфеткой и хорошо встряхните.

Открытые картонные коробки со смесью следует немедленно закрыть и убрать в холодильник. Продукт не должен находиться в пакете в течение более 12 часов (если используется разведенный порошок, он не должен находиться в пакете в течение более 4 часов). Используйте или выбросьте открытую смесь в течение 24 часов или действуйте в соответствии с рекомендациями производителя.

- C. Перед началом введения постелите полотенце на колени, так как смесь может пролиться во время введения.
- D. Сядьте прямо или приподнимите изголовье вашей кровати не менее чем на 30–45 градусов. **НЕ** лежите ровно на спине во время введения питания и по крайней мере в течение одного часа после этого.



2. Введение питания через зонд

- A. Удерживая пакет для смеси в вертикальном положении, откройте крышку и влейте в него назначенное количество смеси. После этого плотно закройте пакет крышкой (рис. 2).
- B. Включите насос, нажав на кнопку питания внизу передней части насоса (рис. 3).
- C. Для выполнения необходимого действия нажмите соответствующую кнопку выбора в меню: ► «KEEP SETTINGS» («СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ») или ► «CLEAR SETTINGS» («СБРОСИТЬ НАСТРОЙКИ»).

Для выполнения ежедневно повторяющихся действий выберите «KEEP SETTINGS» («СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ»).

- D. Установите кассету, подающую питание, на насос, следуя анимированным инструкциям на экране. Если кассета будет вставлена правильно, вы услышите характерный щелчок (рис. 4). На экране с надписью «Set Loaded» («Система установлена») появится подтверждение, что кассета установлена правильно. Снимите пластиковый колпачок с конца системы (рис. 5).
- E. Когда будете готовы заполнить систему, нажмите ► «PRIME» («ЗАПОЛНИТЬ СИСТЕМУ»), а затем ► «AUTO PRIME» («АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ»), чтобы начать заполнение (рис. 6).
- F. Нажмите и удерживайте ► «PRIME FEED» («ЗАПОЛНИТЬ СМЕСЬЮ»), чтобы вручную заполнить систему (смесь должна дойти до конца трубки), а затем нажмите ► «DONE» («ГОТОВО»).
- G. Нажмите ► «ADJUST RATE» («НАСТРОИТЬ СКОРОСТЬ»), а затем используйте кнопки «+» и «-», чтобы увеличить или уменьшить скорость. После настройки скорости выберите ► «OK» (рис. 4).
- H. Если у вашего зонда есть зажим, убедитесь, что он находится в закрытом положении, прежде чем открывать заглушку на его конце. Если у вашего зонда нет зажима, перед снятием заглушки на его конце пережмите трубку пальцами.
- I. Снимите колпачок с зонда, откройте зажим и медленно промойте зонд водой (рис. 7).
- J. Соедините конец трубки, идущей от пакета, заполненного смесью, с зондом. Нажмите ► «START» («НАЧАТЬ»), чтобы начать введение питания.
- K. После окончания сеанса питания отсоедините трубку, идущую от пакета со смесью, и медленно промойте зонд водой, используя шприц.
- L. Закройте конец зонда. Закройте зажим.
- M. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить насос.
- N. Тщательно ополаскивайте пакет для смеси теплой водой между сеансами введения питания.

Один пакет для смеси рассчитан на использование в течение 24 часов.



График введения питания

Название(-я) смеси(-ей):	
Целевое количество/день	
Целевая скорость:	
Интервал/частота:	
Дополнительные примечания:	

Промывание водой

Промывание водой необходимо для того, чтобы избежать обезвоживания и закупорки системы.

- Медленно промойте зонд теплой водой, используя шприц объемом 60 мл.
- Для промывания используйте _____ мл воды до и _____ мл воды после введения питания.
- Ежедневно дополнительно промывайте, используя _____ мл воды.

Во время промывания системы не прикладывайте слишком много усилий.

Советы для успешного питания

- **НЕ** вводите питание в случае расстройства желудка или рвоты.
- Если появилось неприятное чувство распирания, снизьте скорость или прекратите введение питания на один час.
- **НЕ** вводите в систему ничего, кроме смеси или воды, если ваш поставщик медицинских услуг не дал иных четких указаний.

Ваша группа медицинских специалистов из Option Care Health готова предоставить помощь по телефону 24 часа в сутки без выходных.



Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видеоинструкции и ознакомиться с дополнительными учебно-просветительскими ресурсами, или посетите веб-сайт optioncarehealth.com/education.



option care health®