

# 肠内营养施用 Omni 泵

本信息不旨在替代专业建议。  
因此，请遵照您的医生、营养师、护士或药剂师的建议。

## 准备开始

使用清洁的工作区域。用肥皂和温水彻底清洁双手，至少揉搓 20 秒。如果没有肥皂和水可用，则使用含酒精的洗手液。用干净的毛巾擦干双手。

### 1. 准备居家管饲

- A. 收集您的配方食物和用品，放在清洁的工作区域。 (图 1)
- B. 确认配方食物盒上的到期日，确保配方食物名称跟您的医嘱相符。用干净的抹布擦拭顶部，开封前摇匀。

---

*打开的配方食物盒应立即盖上盖子并冷藏。产品不应在饲袋中悬挂超过 12 小时（如果使用的是冲调粉末，则不应在袋中悬挂超过 4 小时）。在 24 小时内或根据制造商的建议使用或弃置已打开的配方食物。*

---

- C. 在腿上放一条毛巾，因为在施用过程中配方食物可能会溢出。
- D. 坐直或者将床头抬起至少 30 至 45 度。在管饲期间和之后至少一小时，**请勿平躺。**



## 2. 施用管饲

- A. 竖直持握饲袋，打开盖子，填充规定的配方食物量，然后牢固盖上盖帽。（图 2）
- B. 按下泵体正面下部的电源键打开泵。（图 3）
- C. 按下相应的菜单选择按钮 ▶ “KEEP SETTINGS”（保持设定）或 ▶ “CLEAR SETTINGS”（清除设定）以执行需要的操作。

日常操作请选择“KEEP SETTINGS”（保持设定）。

- D. 按照屏幕上的动画说明，将喂饲盒装入泵中。当听到“咔嚓”一声时，表示喂饲盒已正确安装。（图 4）“Set Loaded”（已装载套件）屏幕将确认喂饲盒已正确安装。从管子末端取下透明塑料套。（图 5）
- E. 准备好灌注时，按下 ▶ “PRIME”（灌注），然后按下 ▶ “AUTO PRIME”（自动灌注）以开始灌注。（图 6）
- F. 按住 ▶ “PRIME FEED”（灌食），手动将配方食物输送到管子末端，然后按下 ▶ “DONE”（完成）。
- G. 按下 ▶ “ADJUST RATE”（调整速度），然后使用 + 和 - 按钮增加或减少速度。设定好速度后选择 ▶ “OK”（确定）。（图 4）
- H. 如果饲管有夹具，那么在打开饲管的末端之前，请确保夹具处于关闭状态。如果饲管没有夹具，那么在打开末端之前用手指捏住饲管。
- I. 打开饲管帽，打开管子夹具，用水慢慢冲洗饲管。（图 7）
- J. 将已灌注饲袋的末端与饲管连接。按下 ▶ “START”（开始）开始喂饲。
- K. 喂饲完成后，断开饲袋的连接，通过注射器用水慢慢冲洗饲管。
- L. 盖上饲管末端，并关闭管子夹具。
- M. 按下电源按钮关闭泵。
- N. 在喂饲间隔期，使用温水彻底冲洗饲袋。

每 24 小时使用一个饲袋。



## 喂饲时间表

配方食物名称:	
目标量/天:	
目标速度:	
间隔/频率:	
额外备注:	

## 施用水冲洗

施用水冲洗是为了给患者充分补水，并防止输液管堵塞。

- 使用 60 mL 的注射器用温水缓慢冲洗饲管。
- 喂饲前用 \_\_\_\_\_ mL 水冲洗，喂饲后用 \_\_\_\_\_ mL 水冲洗
- 每天用额外 \_\_\_\_\_ mL 水冲洗

---

*冲洗管道时不要用力过猛。*

---

## 确保成功的提示

- 如果您的胃不舒服或正在呕吐，**请勿**进行管饲。
- 如果有饱腹的不舒服感觉，请减慢喂饲速度，或等待一小时后再进行喂饲。
- **请勿**向输液管注入配方食物或水以外的任何东西，除非医疗保健提供者有明确的指示。

您的 Option Care Health 团队  
全年无休随时待命为您效劳。



扫描二维码查看教学视频并获取  
额外教育资源，或访问



[optioncarehealth.com/education](http://optioncarehealth.com/education)



您的 Option Care Health 团队全年  
无休随时待命为您效劳。